

## Medizinprodukt (CE)

Bitte Gebrauchsinformation sorgfältig lesen!

### Wirkung:

- schnelle Hilfe bei erektiler Dysfunktion
- verbessert die Erektionsfähigkeit
- verstärkt den Orgasmus
- Medizinprodukt

### Anwendungsgebiete:

Penisringe, auch Konstriktions- oder Cockringe genannt, wirken vorzeitigem Blutabfluss aus dem Penis bei venösem Leck oder auch veno-okklusiver Dysfunktion entgegen. Voraussetzung zur Anwendung ist, dass eine Erektion noch möglich ist. Die gleichmäßige Kompression an der Peniswurzel verhindert den vorzeitigen Blutabfluss. Somit wird die Erektion verstärkt und verlängert.

### Anwendung:

Der Potenzring aus medizinischem Silikon wird zu Beginn im Bereich der Peniswurzel angelegt (je nach Art des Ringes z.B. mittels der Schlaufe nach Belieben fest gezogen). Einfach und sehr effektiv verhilft der Ring zu einer kräftigeren und längeren Erektion. Sie sollten mit einem lockeren Sitz beginnen und in Abhängigkeit der Wirkung den Umfang schrittweise reduzieren.

### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass der Ring nicht länger als 30 Minuten getragen werden soll, da es sonst zu Durchblutungsstörungen oder Einbußen in der Rigidität kommen kann.

### Nebenwirkungen:

In Abhängigkeit der Enge kann es zu Taubheit und Kälte-Empfindungen im Bereich des Rings kommen. Bitte unbedingt darauf achten, da es sonst möglicherweise zu leichten Blutergüssen kommen kann. Bei Unwohlsein ist die Anwendung zu unterbrechen.

### Hygiene:

Nach Benutzung sollte der Potenzring mit heißem Wasser und Seife gründlich abgewaschen werden. Wir empfehlen Ihnen das JOYDIVISION Hygiene- und Desinfektionsspray clean'n'safe für die anspruchsvolle Reinigung.

### Hinweis:

Bei länger andauernder Erektionsstörung sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

## Medical device (CE)

Please read information and directions for use carefully!

### Effects:

- fast help with erectile dysfunction
- maintain longer lasting erections
- intensifies orgasm
- medical device

### Areas of application:

Constriction rings are designed to prevent premature draining of blood from the penis (so-called venous leak or veno-occlusive dysfunction) in order to maintain, or encourage a stronger erection. The purpose of a constriction ring is to obstruct the outflow of blood inside the penis by evenly spread compression in order to maintain, significantly strengthen, and/or stretch the erection. In order to do this it must be placed at the base of the penis.

### Application:

The medical grade silicone ring is simply stretched at the beginning around the penis, at the base (depending on the ring the size can be adjusted according to personal needs). Simple but very effective, the ring helps to form a stronger and longer erection. Start with a more loose fit or a bigger size and gradually increase the tightness until the effect is noticeable while not feeling uncomfortable.

### Attention!

Please note that the ring should not be worn for any longer than 30 minutes at a time, otherwise it can lead to circulatory problems or loss of rigidity.

### Side effects:

Depending on the tightness, the ring can lead to numbness, coldness, or slight bruising in the genitalia. If you experience any of these symptoms or any pain or discomfort while using the ring, you should remove the device right away.

### Hygiene:

The constriction ring should be thoroughly washed after each use with soap and hot water. For best results, we recommend JOYDIVISION „clean'n'safe“ for care and disinfection.

### Note:

For prolonged erection disorder you should consult a physician.

**ES Aplicación:** El anillo potenciador de silicona de grado médico se coloca alrededor del pene (de acuerdo al tipo de anillo, p.ej. puede ajustarse a sus necesidades a través del lazo. De manera sencilla pero muy efectiva el anillo facilita una erección más amplia y duradera. Se recomienda comenzar con una posición suelta/circunferencia grande reduciendo paso a paso la estrechez en función al resultado obtenido. ¡Atención! Por favor, tenga en cuenta que no puede llevar puesto el Ring durante más de 30 minutos.

**IT Applicazione:** L'anello di potenza in silicone medicale viene avvolto intorno al pene e quindi stretto a piacere, in base al tipo di anello, ad esempio, per mezzo del passante. Semplice, ma molto efficace, questo anello aiuta a rafforzare e prolungare l'erezione. Si dovrebbe iniziare con una sede allentata/circonferenza maggiore e restringere quindi gradualmente in dipendenza dell'azione. **Attenzione! L'anello non va tenuto in posizione per più di 30 minuti.**

**PT Aplicação:** O anel para pênis em silicone medicinal é colocado inicialmente na base do pênis (dependendo do tipo de anel, pode-se p. ex. apertar à medida desejada puxando o laço). O anel ajuda de forma simples, mas muito eficaz, a obter uma ereção mais potente e prolongada. Não aperte muito o anel de início. Em função do efeito que pretende alcançar, poderá ir gradualmente reduzindo o perímetro. **Cuidado! Por favor, note que o anel deve ser não gasto de 30 minutos.**

**FR Utilisation:** L'anneau pénien en silicone médical se dispose autour du pénis (certains modèles sont dotés d'une boucle vous permettant de serrer l'anneau comme bon vous semble). Simple et très efficace à la fois, l'anneau permet de prolonger et de ren-

forcer l'érection. Procédez par étapes: dans un premier temps, il est conseillé de ne pas trop serrer l'anneau. Selon les résultats et l'efficacité obtenus, vous pourrez progressivement le serrer davantage. **Attention! Veillez à ce pas porter l'anneau plus de 30 minutes.**

**NL Teopassing:** De penisring van medisch silicone wordt om de penis gedaan (afhankelijk van het soort ring bijv. met de lus naar wens aantrekken). De ring zorgt op eenvoudige, maar uiterst effectieve wijze voor een intensere en langere erectie. Begin met een niet te strakke, grotere omvang en maak de omvang afhankelijk van het effect langzamerhand kleiner. **Let op! Denk eraan, dat de ring niet langer dan 30 minuten dient te worden gedragen.**

**PL Zastosowanie:** Pierścien erekcyjny z silikonu medycznego służy do zakładania na penis (w zależności od modelu pierścienia można np. ściągnąć w preferowany sposób za pomocą pętli). Pierścien zwiększa erekcję i wydłuża czas jej trwania w prosty i niezwykły skuteczny sposób. Należy zacząć od luźniejszego zacisku/większego obwodu i stopniowo zaciskać pierścien w zależności od efektów. **Uwaga! Proszę pamiętać, że pierścienia należy stosować nie dłużej niż 30 minut.**

**CZ Použití:** Potenciální kroužek z lékařského silikonu se umístí kolem penisu (v závislosti na druhu kroužku např. pomocí smyčky a uťáhne se dle libosti). Jednoduše, ale velmi efektivně, napomáhá kroužek k silnější a delší erekci. Měli byste začít s volnějším umístěním/větším obvodem a v závislosti na účinku postupně snižovat těsnost. **Pozor! Prosimě vás, abyste dbali na to, že se kroužek nemá nosit déle než 30 minut.**

## POTENZ Duo

Größere, kräftigere Erektion  
Larger, stronger erection



## ERECTO Med

Der Ring, der sich anpasst  
The ring with perfect fit



## VARIO Ring

Dezent transparent  
Discreet transparent



## POTENZ Plus

Das Plus an Größe + Stärke  
Plus for size and power



## MAXIMUS Ring

Der Potenzring  
Potency ring



Ideal für die Anwendung mit Vakuum-Pumpen!  
Perfect for application with vacuum pumps!

## EXTASY Ring

Mit Soft-Reizknoppen  
With stimulation knobs

